

Printer Driver

Sąrankos vedlys

Šis sąrankos vedlys aprašo, kaip nustatyti spausdintuvo tvarkyklę operacinėms sistemoms „Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“.

Prieš naudojant šią programinę įrangą

Prieš naudodami spausdintuvo tvarkyklę, būtinai perskaitykite failą „Readme“.

UP-D711MD

Turinys

Spausdintuvo konfigūravimas	3
Skirtuko [Main] nustatymai	4
Skirtuko [Density Adjust] nustatymai	5
Skirtuko [Message] nustatymai	6
Pranešimų sąrašas	7

„Microsoft“ ir „Windows“ yra bendrovės „Microsoft Corporation“ registruoti prekių ženklai.
Kiti šiame vedlyje minimi bendrovių ir produktų pavadinimai taip pat yra prekių ženklai ir registruoti prekių ženklai.

Šiame vedlyje ir sąrankai aprašyti naudojamuose languose laikoma, kad spausdintuvas UP-D711MD veikia „Windows 7“ aplinkoje. Išsamiau apie nustatymus žiūrėkite spausdintuvo naudojimo instrukciją kartu su šiuo vadovu.

Spausdintuvo konfigūravimas

Prieš spausdindami iš programų, galite atidaryti UP-D711MD nustatymų langą ir konfigūruoti įvairus nustatymus.

Nustatykite spausdintuvą šiai aplinkai.

- Ekraną skyra didesnė nei VGA (800 × 600)
- Ekraną ženklų dydis yra numatytasis.
„Windows XP“: Normal size (96 DPI)
„Windows Vista“: Default scale (96 DPI) - fit more information
„Windows 7“: Smaller - 100% (default)

Nustatymų langą galite atidaryti vienu iš šių būdų.

- Meniu [Start] pasirinkite [Devices and Printers] (sistemoje „Windows Vista“ – [Control Panel], tuomet [Printer]; sistemoje „Windows XP“ – [Printers and Faxes]). Pažymėkite spausdintuvo „Sony UP-D711MD“ piktogramą, tuomet spustelėkite dešinę pelės mygtuką ir pasirinkite [Printing preferences] ([Select printing preferences] sistemos „Windows Vista“ komandų juostoje; [Printing preferences] sistemos „Windows XP“ meniu [File]). Čia nustatyti nustatymai paprastai naudojami kaip numatytieji UP-D711MD spausdintuvo nustatymai. Tačiau naudojant kai kurią taikomąją programinę įrangą gali būti taikomi jos numatytieji nustatymai.
- Programos meniu [File] spustelėkite spausdintuvo nustatymo komandą. Nustatymai, kuriuos atliksite šiuo būdu, galios tik kol neuždarysite programos.

Šis vedlys aprašo skirtukus, kurie rodomi UP-D711MD nustatymų lange.

Skirtukas [Main]

Reguliuoja pagrindinius spausdinimo nustatymus, tokius kaip popieriaus dydis ir tipas, spausdinamų kopijų skaičius ir t. t.

Skirtukas [Density Adjust]


Reguliuoja atspausdinto atvaizdo sodrumą.

Skirtukas [Message]

Nustato ekrano parametrus pranešimų dialogo langams.

Skirtuko [Main] nustatymai

Šis skirtukas naudojamas pagrindiniams spausdinimo parametrams nustatyti.



Paper Size

Pasirinkite popieriaus dydį.

Elementas	Aprašas
596 × 896	50,4 mm × 75,7 mm
672 × 896	56,8 mm × 75,7 mm
896 × 896	75,7 mm × 75,7 mm
896 × 1196	75,7 mm × 101,1 mm
896 × 2688	75,7 mm × 227,1 mm

Paper Type

Pažymi pasirinkto popieriaus tipą. Popieriaus tipų ir dydžių vertės yra nurodytos apačioje.

Paper type	Paper size
S	UPP-84S
HG	UPP-84HG

Copies

Pasirinkite spausdinamų kopijų skaičių (nuo 1 iki 255).

Scaling

Pasirinkite didinimo arba mažinimo koeficientą (nuo 25 % iki 400 %). Norėdami keisti interpoliacijos metodą, pasirinkite [Interpolation Method] parametą žemiau. Kartu su šia funkcija negalima naudoti parinkties [Enlarge to Paper].

High Speed Print Mode

Pažymėkite šį langelį, jei norite spausdinti greituoju režimu.

Enlarge to Paper

Jei vaizdo dydis yra mažesnis nei pasirinktas popieriaus dydis, atvaizdas automatiškai padidinamas iki popieriaus dydžio. Norėdami keisti interpoliacijos metodą, pasirinkite [Interpolation Method] parametą žemiau. Naudojant šią funkciją, negalima naudoti [Scaling].

Interpolation Method

Pasirinkite atvaizdo interpoliacijos metodą ([Bilinear], [Nearest Neighbor]).

Auto Post Feed Mode

Nustato popieriaus padavimą (mažesnę / didesnę). Pažymėjus šį langelį, po spausdinimo bus ilgiau paduodamas popierius. Esant ilgesniam padavimui, popierius bus paduodamas iki atkirpimo padėties nepaspaudžiant mygtuko FEED.

Pažymėkite šį langelį, jei po spausdinimo norite atkirpti popierių. Jei spausdinamas daugiau nei vienas popieriaus lapas, paraštės tarp atvaizdų yra padidintos. Jei pažymėtas šis langelis, galima nustatyti funkciją [Once every ___ Sheets].

Nepažymėjus šio langelio, po spausdinimo bus paduodama mažiau popieriaus. Išvalykite šį langelį, jei norite spausdinti daugiau nei vieną lapą ir sumažinti paraštes.

Pastaba

Esant mažesniam popieriaus padavimui, paspauskite mygtuką FEED popieriui po padavimo atkirpti. Jei popierius kerpamas nepaspaudus mygtuko FEED, atvaizdas gali būti perkirtas per pusę.


Once every ___ Sheets

Galite nustatyti ilgo padavimo dažnio reikšmę.

Trumpesnis padavimas taikomas, kol atspausdinimas nustatytas lapų skaičius, po to paduodama daugiau popieriaus.

Kai atspausdintų lapų skaičius pasiekia iš anksto nustatytą reikšmę, grąžinama pradinė šio skaičiaus reikšmė. Šio skaičiaus reikšmė grąžinama ir išjungus maitinimą, paspaudus mygtuką FEED, pakeitus spaudinių skaičių ar atšaukus spausdinimą.


(1 pavyzdys) Nustatyta reikšmė lygi 1:



Skaičiai apskritime vaizduoja skaitiklį.


(2 pavyzdys) Nustatyta reikšmė lygi 3, spausdinami šeši lapai:

- Be nustatymo iš naujo



Skaičiai apskritime vaizduoja skaitiklį.

- Kai nustatoma iš naujo atspausdinus antrą puslapį.



Skaičiai apskritime vaizduoja skaitiklį.

Print with Information

Pažymėkite šį langelį, jei norite spausdinti atvaizdus ir iš anksto nustatytą skirtuko [Density Adjust] informaciją po šiais atvaizdais.

Kiekviena iš anksto nustatyta reikšmė spausdinama su žymėjimais.

Elementas	Žymėjimas
GAMMA	GAM
Advanced	ADV
Dark	DARK
Light	LIGHT
Sharpness	SHARP

Orientation

Parenka atvaizdų padėtį. Kai atvaizdus spausdinate stačiai, pažymėkite langelį [Portrait], o kai gulsčiai – langelį [Landscape]. Pažymėkite langelį [Reverse], jei norite atvaizdą pasukti 180 kampų.

Pastaba

Spausdinimo rezultatas priklauso nuo taikomosios programinės įrangos. Jį patikrinkite, iš tiesų atspausdindami atvaizdą (-us).

Load

Leidžia įkelti įrašytus nustatymus.

Save

Leidžia įrašyti esamus nustatymus.

About

Parodo tvarkyklės versijos informaciją.

Restore Defaults

Paspaudus skirtuką [Main], grąžina numatytąsias reikšmes visiems nustatymams.


Skirtuko [Density Adjust] nustatymai

Reguliuoja atvaizdo sodrumą. Derinimo poveikis parodomas tankio diagramoje nustatymų lango viršuje dešinėje ir gradacijos juostoje. Tačiau esamos [GAMMA] reikšmės poveikis nerodomas.

Tankio juostos vertikalė ašis rodo atvaizdo spausdinimo tankį, kur viršutinė riba yra susijusi su baltos spalvos tankiu, o apatinė riba – su juodos spalvos spausdinimo tankiu.

Horizontali ašis išreiškia atvaizdo duomenis, kur viršutinė riba yra susijusi su baltos spalvos duomenimis, o apatinė riba – su juodos spalvos duomenimis.

Gradacijos juosta parodo tikrąjį tankį vietoje reikšmės tankio diagramos vertikalioje ašyje.



GAMMA

Paranka pustonių gradacijos intensyvumą.

Elementas	Paaškinimas
TONE1	Šviesesnė nei standartinė
TONE2	Standartinė
TONE3	Ryški gradacija
TONE4	Švelni gradacija

Advanced

Vilkite slankiklį, kad pasirinktumėte gradacijos lygį. Kuo didesnę reikšmę pasirinksite, tuo tamsesnė bus gradacija. Galite pasirinkti vieną iš 65 gradacijos reikšmių. Standartinė reikšmė yra 0. Derinimo diapazonas yra nuo -32 iki +32.

Dark

Vilkite slankiklį sureguliuoti tamsioms atvaizdo sritims. Kuo didesnę reikšmę pasirinksite, tuo tamsesnės bus tamsios atvaizdo dalys. Galite pasirinkti vieną iš 129 gradacijos reikšmių. Standartinė reikšmė yra 0. Derinimo diapazonas yra nuo -64 iki +64.

Light

Vilkite slankiklį sureguliuoti šviesioms atvaizdo sritims. Kuo didesnę reikšmę pasirinksite, tuo šviesesnės bus šviesios atvaizdo dalys. Galite pasirinkti vieną iš 129 gradacijos reikšmių. Standartinė reikšmė yra 0. Derinimo diapazonas yra nuo -64 iki +64.

Sharpness

Vilkite slankiklį sureguliuoti atvaizdo kontūrai. Kuo didesnę reikšmę pasirinksite, tuo ryškesni bus kraštai atvaizde. Galite pasirinkti vieną iš 15 gradacijos reikšmių. Standartinė reikšmė yra 2. Derinimo diapazonas yra nuo 0 iki 14.


Restore Defaults

Paspaudus skirtuką [Density Adjust], grąžinamos numatytosios reikšmės visiems nustatymams.

Skirtuko [Message] nustatymai

Nustato ekrano parametrus pranešimų dialogo langams. Pranešimų dialogo langai pasirodo, kai įvyksta klaida UP-D711MD, pavyzdžiui.

Pranešimų dialogo langai gali būti dviejų dydžių: standartiniai ir maži. Standartiniame pranešimo dialogo lange parodoma spausdintuvo klaidos būsena ir pateikiamos instrukcijos klaidai ištaisyti. Mažame pranešimo dialogo lange pateikiamos paprastos instrukcijos (vienas sakiny) klaidai ištaisyti. Išsamesnės informacijos apie kiekvieną pranešimą žr. skyrelyje „Pranešimų sąrašas“ (7 psl.).



Display the Message

Nustatykite ON / OFF pranešimų dialogo langui rodyti. Jei pažymėtas langelis OFF, kiti skirtuko [Message] nustatymai nerodomi.

Adjust the display position

Pažymėkite langelį pranešimų dialogo lango padėčiai suderinti. Pranešimų dialogo langas bus rodomas padėtyje, nustatytoje parametrų [Horizontal] ir [Vertical] reikšmėmis.

Numatytasis nustatymas: [Adjust the Display Position] nėra pažymėtas. (Standartinis pranešimų dialogo langas rodomas ekrano viduryje, o mažas pranešimų dialogo langas rodomas ekrano viršuje kairėje.)

Horizontal, Vertical

Šie nustatymai įjungiami, kai yra pažymėtas langelis [Adjust the Display Position]. Įveskite rodymo padėties koordinates (viršutinio kairiojo pranešimo dialogo lango kampo padėties).

Pranešimų dialogo langas bus rodomas padėtyje, nustatytoje šiomis reikšmėmis.

Test

Patikrinkite padėtį, kurioje ekrane bus rodomas pranešimų dialogo langas. Bandomasis pranešimų dialogo langas bus parodytas padėtyje, nustatytoje parametrų [Horizontal] ir [Vertical] reikšmėmis.

Use the Simple Dialog Box

Pažymėkite šį langelį mažiems pranešimų dialogo langams rodyti.

Restore Defaults

Grąžina numatytąsias reikšmes visiems nustatymams skirtuke [Message].

Pranešimų sąrašas

Rodomi tokie pranešimai. Vadovaudamiesi pranešimais apačioje, išspręskite visas problemas. Daugiau informacijos apie problemų sprendimą rasite UP-D711MD naudojimo instrukcijose ir šiame vadove.

Standartinis pranešimų dialogo langas	Mažas pranešimų dialogo langas
No thermal paper. Please set the thermal paper. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Set thermal paper.
Now, Feeding. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Door is open. Please close the door. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Close door.
Now regulating the head temperature of the printer. Please wait. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Mechanical error. Printing has been aborted. Please turn off the printer, then turn it back on and print again.	Restart printer.
Printer is not ready. Make sure the printer is plugged in to a power source and the printer cable is correctly connected. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Check printer.