

# Printer Driver

## Installationshandbok

Denna handbok beskriver hur du installerar skrivardrivrutinen för Windows 7, Windows Vista och Windows XP.

### **Innan du använder denna programvara**

Läs först igenom filen "Readme" innan du använder skrivardrivrutinen.

---

# Innehållsförteckning

<b>Krav på driftsmiljö .....</b>	<b>3</b>
<b>Om detta dokument .....</b>	<b>3</b>
<b>Installera skrivardrivrutinen i Windows 7 .....</b>	<b>4</b>
Före installationen .....	4
Installera i Windows 7 .....	4
Avinstallera skrivardrivrutinen i Windows 7 .....	6
<b>Installera skrivardrivrutinen i Windows Vista ...</b>	<b>7</b>
Före installationen .....	7
Installation i Windows Vista .....	7
Avinstallera skrivardrivrutinen i Windows Vista .....	10
<b>Installera skrivardrivrutinen i Windows XP .....</b>	<b>11</b>
Före installationen .....	11
Installation i Windows XP .....	12
Avinstallera skrivardrivrutinen i Windows XP .....	13

Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Övriga företags- och produktnamn som nämns i denna handbok är också varumärken eller registrerade varumärken.

## Krav på driftsmiljö

Följande miljö krävs för att du ska kunna använda skrivardrivrutinen

- Dator
  - Överensstämmer med USB 2.0-specifikationerna <sup>\*1</sup>
- Operativsystem
  - Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional/Home Edition
- USB-drivrutin
  - Tillverkad av Microsoft Corporation <sup>\*2</sup>
- USB
  - Certifierad USB-kabel

<sup>\*1</sup> Kompatibilitet med alla USB-enheter och utökade USB-minneskort kan inte garanteras.

<sup>\*2</sup> Funktion med andra USB 2.0-drivrutiner garanteras inte.

Arbeta med följande skärminställningar.

- Högre skärmapplösning än SVGA (800 × 600)
- Skärmstorleken är standard.
  - Windows XP: Normal size (96 DPI)
  - Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more information
  - Windows 7: Smaller - 100% (default)

### Obs!

När skrivaren är ansluten och påslagen, bör du se till att datorn inte växlar till viloläge, standbyläge (beredskap) eller hibernatläge. Om detta sker garanteras inte korrekt funktion.

## Om detta dokument

Förklaringen av kontrollpanelsfunktionerna i detta dokument förutsätter användning av Windows XP eller Windows Vista i klassisk visning. Växla till klassisk visning genom att klicka på [Start], välj [Control Panel] och klicka på [Switch to Classic View] i egenskaperna för kontrollpanelen som visas till vänster på skärmen.

De skärmmeddelanden som visas i denna handbok förutsätter att en UP-D711MD-skrivare är ansluten. Om du använder en skrivare av annan modell bör du byta ut "UP-D711MD" mot modellnamnet för din skrivare när du läser skärmmeddelandena i denna handbok.

Denna handbok beskriver hur du installerar och avinstallerar skrivardrivrutinen på datorer som har följande operativsystem: Microsoft Windows 7, Windows Vista och Windows XP. Följ instruktionerna för ditt operativsystem.

Kontrollera användningshandboken för din skrivare och läs igenom skrivarens installationshandbok.

Se användningshandboken för din skrivare om det finns frågor som inte tas upp i denna handbok och utför sedan installationen.

# Installera skrivardrivrutinen i Windows 7

## Före installationen

### Obs!

Anslut inte skrivaren till din datorn före du installerar skrivardrivrutinen. Om skrivaren ansluts i förväg kanske inte datorn känner igen den.

### Om versionsuppgraderingar

Om du uppgraderar en skrivardrivrutin måste du ta bort den tidigare skrivardrivrutinen innan du börjar installationen.


Mer information om hur du tar bort skrivardrivrutinen finns i avsnittet "Avinstallera skrivardrivrutinen i Windows 7" i denna handbok.

Starta om datorn om installationen misslyckas eller avbryts innan du försöker installera igen.

## Installera i Windows 7


- 1 Starta datorn och logga in som systemadministratör eller som medlem av administratörsgruppen.
- 2 Kör "Setup.exe" som du hittar i mappen "PrinterDriver\Win7" på den medföljande CD-ROM-skivan (eller hämtas från Sonys webbplats).

Dialogrutan [User Account Control] visas.




- 3 Klicka på [Yes].

Följande dialogruta visas.




- 4 Klicka på [Next].

Licensavtalet för slutanvändare visas.




- 5 Välj [I accept the terms of the license agreement] och klicka sedan på [Next].

Följande dialogruta visas.



## 6 Klicka på [Install].


Installationen startar. Installationens status visas i dialogrutan när installationen pågår.



Klicka på [Install this driver software anyway] om följande dialogruta visas när installationen pågår.



Följande dialogruta visas när installationen är klar.



## 7 Klicka på [Finish].

## 8 Anslut skrivaren till datorn.

Det avslutar installationen av skrivardrivrutinen.


Du kan klicka på [Start], välja [Control Panel] och sedan välja [View devices and printers] för att bekräfta att skrivaren identifierats av datorn.

Om skrivaren identifierats av datorn visas en skrivarikon under [Printers and Faxes] enligt följande.



## Om din dator inte identifierar skrivaren

Om du anslöt skrivaren till datorn innan du installerade skrivardrivrutinen, kan det hända att skrivaren visas under [Unspecified] istället för under [Printers and Faxes]. Om detta sker identifieras inte skrivaren av datorn och kan inte användas.




Uppdatera i sådana fall skrivardrivrutinen enligt följande.

- 1 Koppla från kabeln som ansluter skrivaren till datorn.
- 2 Om du inte har installerat skrivardrivrutinen utför du stegen i "Installera i Windows 7" för att installera den nu.
- 3 Anslut skrivaren till datorn.
- 4 Klicka på [Start], välj [Control Panel] och välj sedan [View devices and printers].

- 5 Högerklicka på UP-D711MD under [Unspecified] och välj sedan [Troubleshoot].

Följande dialogruta visas.




Skärmen ändras enligt följande efter några sekunder.




- 6 Klicka på [Apply this fix].

Följande dialogruta visas.



Skärmen ändras enligt följande efter några sekunder.



- 7 Klicka på [Close].


Det slutför uppdateringen av skrivardrivrutinen.

## Avinstallera skrivardrivrutinen i Windows 7

### Obs!


Se till att skrivaren inte är ansluten till datorn och att datorn är avstängd innan du startar avinstalleringsförfarandet. Om dialogrutan [Found New Hardware] visas, kopplar du från kabeln som ansluter skrivaren till datorn, klickar på [Cancel] och stänger dialogrutan. Starta därefter om avinstalleringsförfarandet.

- 1 Stäng av skrivaren och koppla från kabeln som ansluter skrivaren till datorn.
- 2 Starta datorn och logga in som systemadministratör eller som medlem av administratörsgruppen.
- 3 Klicka på [Start], välj [Control Panel] och välj sedan [Uninstall a program].



- 4 Välj skrivardrivrutinen i listan [Uninstall or change a program] och klicka sedan på [Uninstall/Change].

Följande dialogruta visas.



- 5 Klicka på [Yes].

Avinstallationen startar.

Följande dialogruta visas när avinstallationen är klar.



- 6 Klicka på [Yes].

Datorn startas om.

Det slutför avinstallationen av skrivardrivrutinen.

## Installera skrivardrivrutinen i Windows Vista

### Före installationen

#### Om versionsuppgraderingar

Om du uppgraderar en skrivardrivrutin måste du ta bort den tidigare skrivardrivrutinen innan du börjar installationen.

Mer information om hur du tar bort skrivardrivrutinen finns i avsnittet ”Avinstallera skrivardrivrutinen i Windows Vista” i denna handbok.

Starta om datorn om installationen misslyckas eller avbryts innan du försöker installera igen.

### Installation i Windows Vista

- 1 Anslut den skrivare (endast en) till datorn för vilken du vill installera drivrutinen.
- 2 Starta ansluten skrivare.
- 3 Starta datorn och logga in som systemadministratör eller som medlem av administratörsgruppen.

Dialogrutan [Found New Hardware] visas.



Om meddelandet ”Device driver software was not successfully installed” visas och dialogrutan [Found New Hardware] inte visas, kan du prova att koppla bort USB-kabeln och sedan ansluta den igen. Om dialogrutan [Found New Hardware] inte visas, utför du stegen som beskrivs nedan, med den skrivare för vilken skrivardrivrutinen ska installeras påslagen och ansluten till datorn. (Andra USB-

skrivare eller tidigare installerade skrivare ska inte vara anslutna när detta görs.)


- ① Klicka på [Start] och välj [Control Panel].
- ② Dubbelklicka på [System].
- ③ Klicka på [Device Manager].  
Dialogrutan [User Account Control] visas.
- ④ Klicka på [Continue].  
Fönstret [Device Manager] visas.
- ⑤ Klicka på [+] till vänster om [Universal Serial Bus controllers].
- ⑥ Välj [USB Printing support] och välj sedan [Uninstall] i menyn [Action].
- ⑦ Starta om datorn.  
Dialogrutan [Found New Hardware] visas.

- 4 Klicka på [Locate and install driver software (recommended)].


Följande dialogruta visas.



- 5 Klicka på [Continue].
- 6 Klicka på [Don't search online] om följande dialogruta visas.



Skärmen ändras enligt följande.




Från detta skede skiljer sig förfarandet något åt beroende på om du använder medföljande CD-ROM-skiva eller inte (om du laddade ner drivrutinen online).

## Förfarande med medföljande CD-ROM-skiva

- 7 Sätt i medföljande CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten.

Skärmen ändras enligt följande.




Följande dialogruta visas när sökningen efter programvaran slutförts.





- 8 Klicka på [Install this driver software anyway].

Dialogrutan stängs och dialogrutan [Found New Hardware] visas igen.



Skärmen ändras enligt följande när filerna har kopierats.




- 9 Klicka på [Close].

Det avslutar installationen av skrivardrivrutinen.

## Förfarande utan medföljande CD-ROM-skiva


- 7 Klicka på [I don't have the disc. Show me other options].

Skärmen ändras enligt följande.



- 8 Klicka på [Browse my computer for driver software (advanced)].

Skärmen ändras enligt följande.



- 9 Klicka på [Browse] för att öppna dialogrutan [Browse For Folder]. Ange i vilken mapp installationsfilen du laddade ner hämtades och klicka sedan på [OK] för att stänga dialogrutan [Browse For Folder].


## 10 Klicka på [Next].

Följande dialogruta visas.



## 11 Klicka på [Install this driver software anyway].

Dialogrutan stängs och dialogrutan [Found New Hardware] visas igen.



Skärmen ändras enligt följande när filerna har kopierats.



## 12 Klicka på [Close].

Det avslutar installationen av skrivardrivrutinen.


## Avinstallera skrivardrivrutinen i Windows Vista

I detta avsnitt redogör vi för hur du tar bort skrivardrivrutinen.


### Obs!

Se till att skrivaren inte är ansluten till datorn och att datorn är avstängd innan du startar avinstalleringsförfarandet. Om dialogrutan [Found New Hardware] visas, kopplar du från kabeln mellan datorn och skrivaren, klickar på [Cancel] på alla skärmbilder för att stänga dialogrutan och startar avinstallationen igen.

- 1 Stäng av skrivaren och koppla bort kabeln mellan datorn och skrivaren.
- 2 Starta datorn och logga in som systemadministratör eller som medlem av administratörsgruppen.
- 3 Klicka på [Start], välj [Control Panel] och välj sedan [Programs and Features].



- 4 Välj skrivardrivrutinen i listan [Uninstall or change a program] och klicka sedan på [Uninstall/Change].




- 5 Klicka på [Continue].



- 6 Klicka på [Yes].

Följande dialogruta visas när skrivardrivrutinen har avinstallerats.



- 7 Klicka på [Yes].

Datorn startas om.

Det slutför avinstallationen av skrivardrivrutinen.

# Installera skrivardrivrutinen i Windows XP

## Före installationen

### Om versionsuppgraderingar

Om du uppgraderar en skrivardrivrutin måste du ta bort den tidigare skrivardrivrutinen innan du börjar installationen.

Mer information om hur du tar bort skrivardrivrutinen finns i avsnittet "Avinstallera skrivardrivrutinen i Windows XP" i denna handbok.

Starta om datorn om installationen misslyckas eller avbryts innan du försöker installera igen.

### Obs!

Se till att du startar om din dator efter att du installerat eller avinstallerat skrivardrivrutinen. Datorns funktion kan bli ostabil om du inte startar om den.

### Om alternativ för drivrutinssigenering

Befintlig skrivardrivrutin har inte klarat Windows Logo-test och det kan därför hända att ett felmeddelande visas när du installerar drivrutinen och installationen kan inte genomföras.

I dialogrutan [Driver Signing Options] väljer du [Ignore] eller [Warn] i grupp-rutan [What action do you want Windows to take?]. Om du väljer [Block] går det inte att installera skrivardrivrutinen.



Öppna dialogrutan [Driver Signing Options] enligt följande:

- ① I menyn [Start] klickar du på [Control Panel].
- ② Dubbelklicka på [System].  
Dialogrutan [System Properties] öppnas.
- ③ Klicka på fliken [Hardware].
- ④ Klicka på knappen [Driver Signing].

Alla beskrivningar i denna handbok förutsätter att inställningen i denna dialogruta är [Warn].

## Installation i Windows XP

- 1 Anslut den skrivare (endast en) till datorn för vilken du vill installera drivrutinen.
- 2 Starta ansluten skrivare.
- 3 Starta datorn och logga sedan in som systemadministratör eller som medlem av administratörsgruppen.

Dialogrutan [Found New Hardware Wizard] öppnas.



- Om samma dialogruta för [Found New Hardware Wizard] som i steg 3 visas, fortsätter du till steg 4.
- Om en annan dialogruta för [Found New Hardware Wizard] än den i steg 3 visas, fortsätter du till steg 5.
- Om dialogrutan [Found New Hardware Wizard] inte visas, utför du följande när skrivaren som ska installeras fortfarande är påslagen och ansluten till datorn. (Andra USB-skrivare eller tidigare installerade skrivare ska inte vara anslutna när detta görs.)
  - ① I menyn [Start] klickar du på [Control Panel].
  - ② Dubbelklicka på [System].  
Dialogrutan [System Properties] öppnas.
  - ③ Klicka på fliken [Hardware].

- ④ Klicka på knappen [Device Manager].  
Fönstret [Device Manager] öppnas.
- ⑤ Klicka på [+] till vänster om [Universal Serial Bus controllers].
- ⑥ Högerklicka på [USB Printing support] och öppna [Properties]. Kontrollera att modellbeteckningen för den anslutna skrivaren är markerat vid [Location] och välj sedan [Uninstall] i menyn [Action].
- ⑦ Starta om datorn.  
När Windows XP har startat öppnas dialogrutan [Found New Hardware Wizard].

- 4 Klicka på [No, not this time] och klicka på [Next].



- 5 Välj [Install from a list or specific location (Advanced)] och klicka sedan på knappen [Next].

Följande skärm öppnas.



- 6** Ange var installationsfilen för skrivardrivrutinen finns.  
Förfarandet skiljer sig åt beroende på om du använder medföljande CD-ROM-skiva eller inte (om du laddade ner drivrutinen online).

#### Förfarande med medföljande CD-ROM-skiva

Välj [Search for the best driver in these locations] och [Search removable media (floppy, CD-ROM...)] och sätt sedan i medföljande CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten.

#### Förfarande utan medföljande CD-ROM-skiva

Välj [Search for the best driver in these locations] och [Include this location in the search] och klicka sedan på [Browse] för att öppna dialogrutan [Browse For Folder]. Ange i vilken mapp installationsfilen du laddade ner hämtades och klicka sedan på [OK] för att stänga dialogrutan [Browse For Folder].

- 7** Klicka på knappen [Next].

Följande dialogruta öppnas.



- 8** Klicka på knappen [Continue Anyway].  
Följande skärm öppnas när filerna har kopierats.



- 9** Klicka på knappen [Finish].

Det slutför installationen av skrivardrivrutinen med Windows XP.

- 10** Starta om datorn.

---

## Avinstallera skrivardrivrutinen i Windows XP


I detta avsnitt redogör vi för hur du tar bort skrivardrivrutinen.

### Obs!

Se till att skrivaren inte är ansluten till datorn och att datorn är avstängd innan du startar avinstalleringsförfarandet. Om dialogrutan [Found New Hardware Wizard] visas, kopplar du från kabeln mellan datorn och skrivaren, klickar på [Cancel] på alla skärmbilder för att stänga dialogrutan och startar sedan avinstallationen igen.


- 1** Stäng av skrivaren och koppla bort kabeln mellan datorn och skrivaren.
- 2** Starta datorn och logga in som systemadministratör eller som medlem av administratörsgruppen.

- 3** Klicka på [Start], välj [Control Panel] och välj sedan [Add or Remove Programs].




- 4** Välj skrivardrivrutinen i listan [Currently installed programs] och klicka sedan på [Change/Remove].

Följande skärm öppnas.



- 5** Klicka på [Yes].

Följande dialogruta visas när skrivardrivrutinen har avinstallerats.



- 6** Klicka på [Yes].

Datorn startas om.

Det slutför avinstallationen av skrivardrivrutinen.